

English

YES® WB – water-based personal lubricant

YES® WB is a water-based, discreet, natural silky gel which lubricates and hydrates intimate tissues.

Description

- Alleviates vaginal dryness.
- Natural plant-based intimate hydrating lubricant.
- A soft, clear bio-adhesive gel which adheres to the vaginal walls to lubricate and protect the tissues.
- Lubricates vaginal and penile tissues.
- Natural rubber latex & Polyisoprene condom compatible.
- Matched to vaginal pH (pH 4).
- Guaranteed purity through its certified organic status.
- Reassuringly realistic feel.
- Free of all known skin irritants (no glycerine, no petrochemicals, no parabens).
- Designed to be side-effect free.
- Certified 96% organic by the Soil Association (UK).

Directions for use: YES® WB

YES® WB assists your love making by:

- Enabling penetration.
- Easing vaginal and penile dryness.
- Increasing pleasurable glide and sensation, and promoting the day-to-day comfort of intimate tissues.

May be applied externally and internally, to self and partner. For discreet use, may be applied in advance of intercourse. Use generously as required (make sure you use enough). Re-apply as desired, as YES® WB can be used freely and frequently according to the body’s own needs. This product is a soft clear gel, easy to dispense and distribute, and is designed for finger application, which allows you to decide how much you want to put where. Simply squeeze the soft gel on to your hand and use your finger tips to apply the desired amount to the vaginal tissues. YES® WB may also be used to hydrate the labia. (No applicator included).

Description: YES® WB in applicators

- The discreet & convenient way to deliver lubrication & hydration in the right amount to the right place.
- YES® WB in applicators is designed to be used before love making or at any time to easily enable the distribution of moisture throughout the vagina.
- Pre-filled for single use.

Directions for use: YES® WB in applicators

- Hold the applicator at the wide end and shake the contents down to the narrow end before insertion.
- Twist off the top.
- To apply, insert the narrow end of the applicator only into the vagina. You can lie down, stand or sit to insert the applicator – whichever position is most comfortable.
- Once inserted, squeeze the wide end of the applicator several times to release product high into the vagina.
- When emptied, continue to squeeze the end of the applicator to withdraw it safely. Do not reuse – Risk of Contamination.
- Please dispose of the applicator tube and top by recycling where possible.

Dosage:

- To enhance pleasure and ease in love making: A 5ml applicator is typically sufficient, but more may be used if required.
- For the alleviation of discomfort: A 5ml applicator, used every 2–3 days, is typically sufficient to maintain comfort.

Ingredients

Water, Aloe vera*, Flax extract*, Guar gum*, Locust bean gum*, Xanthan gum, Sodium chlorate, Potassium sorbate, Citric acid, Sodium benzoate.

* Organically grown ingredients.

Protected by International Patents.

Storage: Replace cap when not in use. Store in a cool dry place between 5+30°C. Use before expiry date. Keep out of direct sunlight.

Caution: YES® WB is neither a spermicide nor a contraceptive.

Warning: If the seal on any tube enclosed is damaged or opened DO NOT use, return to place of purchase. If irritation occurs, discontinue use. If symptoms persist seek medical advice. YES® WB is not compatible with Polyurethane condoms.

NB. YES® WB & OB are not suitable for use with the ThinPrep Pap smear test (see website)

YES® OB and YES® OB Vanilla – plant-oil based personal lubricants

YES® OB is a luxurious plant-oil based natural lubricant, whose rich oils and butters nourish and condition skin, giving lasting lubricity and comfort.

Description

- Alleviates vaginal dryness.
- Natural plant-based intimate lubricant.
- For lasting lubrication and glide.
- Dual function: outstanding lubrication and body massage.
- With a velvety sensual feel.
- The natural plant-based alternative to silicone lubricants.
- Safe for use with silicone toys but not latex compatible.
- Plant oils and butters condition skin, no need to wash off.
- Can be applied freely and generously, according to the body’s needs.
- Certified 99.8% organic by the Soil Association (UK).

Directions for use: YES® OB and YES® OB Vanilla

YES® OB assists your love making by enabling penetration, increasing pleasurable glide and sensation. It is a rich, nourishing cream that liquefies into a smooth oil on skin, it is easy to dispense and distribute, and is designed for finger application, which allows you to decide how much you want to put where. Simply squeeze the cream on to your hand, warm it by rubbing between your fingers to ensure a smooth velvety quality, and use your finger tips to apply the desired amount wherever you want it. (No applicator included). YES® OB and YES® OB Vanila are also perfect for massage. Care note: YES® OB may occasionally present with a slightly grainy texture, which is easily remedied. Simply warm the inverted tube in a mug of hot water, so it is completely liquid, shake to mix, then place in the fridge to cool quickly. This will restore the perfect smoothness of the YES® OB texture. This is a function of using exclusively natural ingredients which are temperature sensitive. The product is perfectly safe to use.

Description: YES® OB in applicators

- Enables discreet and hygienic delivery of the right amount of lubrication to the right place.
- Designed to be used before love making or to alleviate discomfort at any time.
- Pre-filled for single use.

Directions for use: YES® OB in applicators

- Hold the applicator at the wide end before insertion. The contents down to the narrow end before insertion.
- Twist off the top.
- To apply, insert the narrow end of the applicator only into the vagina. You can lie down, stand or sit to insert the applicator – whichever position is most comfortable.
- Once inserted, squeeze the wide end of the applicator several times to release product high into the vagina.
- When emptied, continue to squeeze the end of the applicator to withdraw it safely. Do not reuse – Risk of Contamination.
- Please dispose of the applicator tube and top by recycling where possible.

Dosage

- To enhance pleasure and ease in love-making: A 5ml applicator is typically sufficient, but more may be used if required.
- For the alleviation of discomfort: A 5ml applicator, used every 2–3 days, is typically sufficient to maintain comfort.

Ingredients

YES® OB: Sunflower seed oil*, Shea butter*, Sweet almond oil*, Bees wax*, Cocoa seed butter*, Tocopherol (Vitamin E).

YES® OB with Vanilla: Ingredients as above, with Vanilla fruit extract*.

YES® OB in applicators:

Sunflower seed oil*, Coconut oil*, Jojoba seed oil*, Hydrogenated vegetable oil, Grape seed oil*, Tocopherol (Vitamin E).

* Organically grown ingredients.

Protected by International Patents.

Storage: Replace cap when not in use. Store in a cool dry place between 5+30°C. Use before expiry date. Keep out of direct sunlight.

Caution: YES® OB/YES® OB Vanila and YES® OB in applicators are neither a contraceptive nor a spermicide.

Warning: If the seal in any tube enclosed is damaged or opened DO NOT use, return to place of purchase. If irritation occurs, discontinue use. If symptoms persist seek medical advice. YES® OB/YES® OB Vanila/YES® OB in applicators are not compatible with condoms.

Pleasure tip: Experience the Double Glide effect Apply a layer of WB on top of OB for a lasting and new dimension in love making.

Why certified organic?

When you buy something that is certified organic, not only are you making the best choice for your own wellbeing, your purchase is also supporting a system that respects human health, animals, wildlife and the environment. Certified organic products meet stringent standards and organic certification is your assurance that our ingredients and products have been grown and processed according to strict procedures. Production, processing, distribution and sales are monitored to maintain the finest organic and ecological integrity.

Packaging and recycling

YES® aims to minimise the environmental impacts of all our packaging. So please do help us achieve that aim. All our bottles are Polyethylene which is the most widely accepted plastic by recycling centres. The cartons, boxes and accepted inserts can all be recycled.

100% Guarantee: YES® products are 100% satisfaction guaranteed. Please contact us by phone or email if you have any concerns or questions about this guarantee.

Certified Organic by: The Soil Association, Bristol, UK.

Approved by: The Vegetarian Society.

MT Malti

YES® WB – lubrikant personali bbażat fuq l-ilma

YES® WB huwa gell morbidu naturali diskret, ibbażat fuq l-ilma li jilubrika u jidrata t-tessuti intimi.

YES® OB u YES® OB Vanilla – lubrikanti personali bbażati fuq iż-żejt tal-pjanti
YES® OB u OB Vanilla huma lubrikanti naturali lussuz ibbażati fuq żejt tal-pjanti. Iż-żejt u l-butir rikki tagħhom isostnu u jikkondizzjonaw il-gilda, u jaġtu lubrikazzjoni u kumdità dejjema.

YES® OB f'applikaturi – lubrikant personali bbażati fuq iż-żejt tal-pjanti

YES® OB f'applikaturi huma lubrikant naturali lussuz ibbażat fuq iż-żejt tal-pjanti b'żejt tal-geww tal-Indi organiku u goġoba.

* Organically grown ingredients.

Protected by International Patents.

Storage: Replace cap when not in use. Store in a cool dry place between 5+30°C. Use before expiry date. Keep out of direct sunlight.

Caution: YES® OB/YES® OB Vanila and YES® OB in applicators are neither a contraceptive nor a spermicide.

Warning: If the seal in any tube enclosed is damaged or opened DO NOT use, return to place of purchase. If irritation occurs, discontinue use. If symptoms persist seek medical advice. YES® OB/YES® OB Vanila/YES® OB in applicators are not compatible with condoms.

Pleasure tip: Experience the Double Glide effect Apply a layer of WB on top of OB for a lasting and new dimension in love making.

Istruzzjonijiet għall-użu: YES® WB in tubes
Jista' jiġi applikat esternament u internament, lilek imifiek u li-s-siebijsieħba. Għal użu diskret, jista' jiġi applikat qabel l-att sesswali. Uża b'mod ġeneruż kif meħtieġ (kun żgur li tuża biżżeġġed). Ergħ applika kif mixtieġ, billi YES® WB jista' jintuza b'mod hieles u ta' spiss skont il-bżonnijiet tal-ġism stess.

Istruzzjonijiet għall-użu: YES® OB u YES® OB Vanila

Semplifikazzjoni aġġris il-krema fuq idek, sahħanha billi togħrok bejn subgħajk b'ier ta'għura kwalitat bellusja morbida, uża l-ponon ta' subgħajk biex tappikka l-ammont mixtieġ kull fejn tridu. (L-edba applikator mhux inkliż).

Istruzzjonijiet għall-użu: YES® WB f'applikaturi u YES® OB f'applikaturi
1. Hawwad 1 isfel il-kontenut tal-tubu

2. Dawwar u nehhi l-parti ta' fuq

3. L-applikatur jista' jiddaħhal fil-vagġina meta tkun bilqiegħda, bilwiegħja jew mimudja, skont il-preferenza personali

4. Ladarba jiddaħhal, aġghas it-tarf tal-applikatur diversi drabi biex tirriaxxa l-prodotto ġewwa sew fil-vagġina

5. Meta jittballat, kompli aġghas it-tarf tal-applikatur: biex toħroġ mingħajr periklu. Terġax tużah – Riskju ta' Kontaminazzjoni

6. Jekk jogħġbok armi l-tubu tal-applikatur u l-biċċa ta' fuq għar-riċiklaġġ

N.B. YES® WB u OB mhumiex adattati għall-użu mal-ismeur test ThinPrep Pap (ara s-sit web).

Prakwizzjonijiet: YES® WB, YES® OB/YES® OB Vanila u YES® OB f'applikaturi li huma kontraċettivi u lanqas spermidi.

YES® OB u YES® OB Vanilla – lubrykanti na bazzie oleju roslinnego

Twissija: Jekk is-siġġil fuq kwadrikkwete tubu/ applikator maġġiħu ikun bil-hsara jew mifutħ TUZAH-X, u ritornah fil-post fejn xtraġtu. Jekk ikun hemm irritazzjoni jew skumdità tkomplix tużah. Jekk is-sintomi jipperstnu ribw panir mediku, YES® WB mhux kompatibbli mal-kondoms tal-polyurethane. YES® OB/YES® OB Vanila/YES® OB f'applikaturi mhumiex kompatibbli mal-kondoms.

NO Norsk
YES® WB – vannbasert personlig glemiddel
YES® WB er en vannbasert, diskret, naturlig og silkeaktig gelé som smører og tilfører fuktighet til intimitve.

YES® OB og YES® OB Vanilla – personlige glemiddel basert på planteolje
YES® OB og OB Vanilla er luksuriøse og naturlige glemiddel basert på planteolje, med rike oljer og smør som nærer og pleier huden, og som gir varig glide og komfort.

YES® OB i applikatorer – personlig glemiddel basert på planteolje

YES® OB i applikatorer er et luksuriøst og naturligt glemiddel basert på planteoljer, med organisk kokosnetolje og jojoba.

Produkt	Tube	Førhåndsfylte applikatorer
YES® WB	50ml, 100ml, 150ml	6x5 ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml, 140ml	N/A
YES® OB i applikatorer	N/A	6x5ml, 30x5ml
YES® OB Vanilla	80 ml	N/A

Bruksanvisning: YES® WB i tuber

Når brukes innvendig og utvendig på deg og partneren. For diskret bruk, kan påføres i forkant av samleie. Påfør niktig etter behov (pass på at du bruker nok). Påfør på nytt når du vil, siden YES® WB kan brukes fritt og ofte i tråd med kroppens egne behov.

Bruksanvisning: YES® OB og YES® OB Vanilla

Bare klem ut kremem på hånden og varm den ved å gni mellom fingrene for å sikre en jevn fløysaktig kvalitet. Bruk fingertuppene til å påføre ønsket mengde akkurat hvor du vil. (Applikator medfølger ikke)

Bruksanvisning: YES® WB i applikatorer og YES® OB i applikatorer

- Trubden slik at innholdet havner nederst
- Vri av toppen
- Applikatoren kan føres inn i skjeden når du sitter, står eller ligger – alt etter hva du foretrekker
- Når den satt inn, klemmer du på enden av applikatoren flere ganger for å frigjøre produktet høyt opp i skjeden
- Når den er tomt, fortsetter du å klemme på enden av applikatoren for å trekke den ut på en trygg måte. På ikke gjenbrukes – fare for kontaminering
- Kast applikatorer-tuben og toppen med resirkulerbart avfall

NB. YES® WB og OB egner seg ikke til bruk med ThinPrep-celleprøvetesten (se nettstedet).

Forsiktig: YES® WB, YES® OB / YES® OB Vanila og YES® OB i applikatorer er verken prevensjonsmidler eller sædredpende midler.

Advarsel: Enhver tube/applikator med skadet eller åpenet forsegling må IKKE BRUKES, men returneres til kjøpststedet. Avbryt bruken hvis irritasjon eller ubehag oppstår. Oppsøk legehjelp dersom symptomene vedvarer. YES® WB er ikke kompatibel med polyuretankondomer, YES® OB / YES® OB Vanilje / YES® OB i applikatorer er ikke kompatible med kondomer.

PL Polski

YES® WB – lubrykant na bazie wody

YES® WB to naturalny i dyskretny żel na bazie wody o jedwabistej konsystencji służący do nawilżania okolic intymnych.

YES® OB u YES® OB Vanilla – lubrykanti na bazzie oleju roslinnego

YES® OB u OB Vanilla to eleganckie naturalne lubrykanty na bazie oleju roślinnego, które dzięki wysokiej zawartości olejów i tłuszczów zapewniają długotrwałe nawilżenie skóry i komfort.

YES® OB w aplikatorach – lubrykant na bazie oleju roślinnego
YES® OB w aplikatorach to elegancki naturalny lubrykant na bazie wody, zawierający organiczny olejek kokosowy i jojoba.

Produkt **Tubka** **Applikatory z wypełnieniem**
YES® WB 50ml, 100ml, 150ml 6x5 ml, 30x5 ml
YES® OB 40ml, 80ml, 140ml Nie dotyczy
YES® OB Nie dotyczy 6x5 ml, 30x5ml
w aplikatorach
YES® OB Vanilla 80 ml Nie dotyczy

Instrukcja użycia: YES® WB w tubkach

Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego, dla Ciebie i Twojego partnera. Można zastosować przed stosunkiem. Użyj wystarczającej ilości żelu. Można ponawiać użycie, ponieważ YES® WB może być dowolnie stosowany w zależności od potrzeb.

Instrukcja użycia: YES® OB u YES® OB Vanila

Wystarczy wycisnąć żel na dłoń, rozgrzać go, pocierając palcami, aby uzyskać gładką iksamitną konsystencję, a następnie opuszkami palców posmarować dowolne miejsce. (Nie zawiera aplikatora)

Instrukcja użycia: YES® WB w aplikatorach i YES® OB w aplikatorach

- Wstrząśnij tubką
- Odkręć nakrętkę
- Applikator wóź do pochwy w pozycji siedzącej, stojącej lub leżącej, w zależności od osobistych preferencji.
- Następnie kilka razy scisznij końcówkę aplikatora, aby wprowadzić żel głęboko do pochwy.
- Po wprowadzeniu zawartości aplikatora nadal ścisłaj jego końcówkę w celu wyjęcia go w bezpieczny sposób. Nie należy używać ponownie – ryzyko zanieczyszczenia
- Applikator i tubkę należy wyrzucić do kosza z odpadami do recyklingu

NB. YES® WB i OB nie nadają się do użycia z testem rozmazu ThinPrep Pap (patrz strona internetowa).

Środki ostrożność: YES® WB, YES® OB/YES® OB Vanila i YES® OB w aplikatorach

YES® OB Vanila i YES® OB w aplikatorach nie posiadają właściwości antykoncepcyjnych ani plemmikobójczych.

Ostrzeżenie: Jeżeli osłona zabezpieczająca tubkę/aplikator jest uszkodzona lub nieszczelna, NIE WOLNO używać produktu. Należy go zwrócić sprzedawcy. W razie wystąpienia podrażnienia lub dyskomfortu należy zaprzestać stosowania produktu. Jeżeli objawy będą się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem.

RO Română

YES® WB – lubrifrant intim pe bază de apă

YES® WB este un gel natural, discret, pe bază de apă, care lubrifiază și hidratează tesuturile intime.

YES® OB și YES® OB Vanilla – lubrifianți intimi pe bază de ulei din plante

YES® OB și OB Vanilla sunt lubrifianți naturali senzuali, pe bază de ulei din plante, ale căror uleiuri și sinturi hrănesc și hidratează pielea, asigurând lubrifiere și confort.

PT Português

YES® WB – lubrificante íntimo à base de água

YES® WB é um gel sedoso natural à base de água discreto que lubrifica e hidrata os tecidos íntimos.

YES® OB e YES® OB Baunilha – lubrificantes íntimos à base de óleo de plantas

YES® OB e OB Baunilha são lubrificantes naturais fantásticos à base de plantas, cujos óleos e mantegais ricos nutrem e tratam a pele, oferecendo lubrificação e conforto duradouros.

Aplicadores de YES® OB – lubrificante íntimo à base de óleo de plantas

Os aplicadores YES® OB são um lubrificante natural fantástico à base de plantas com óleo de jojoba e coco orgânicos.

Produto	Bisnaga	Aplicadores Pré-cheios
YES® WB	50ml, 100ml, 150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml, 140ml	N/A
Aplicadores de YES® OB	N/A	6x5ml, 30x5ml
YES® OB Baunilha	80ml	N/A

Instruções de utilização: Bisnagas de YES® WB

Podê ser aplicado externa ou internamente, ao próprio e ao parceiro. Para uma utilização discreta, pode ser aplicado antes da relação sexual. Utilizar uma quantidade generosa, conforme necessário (certificar-se de que usa o suficiente). Voltar a aplicar se desejar; já que o YES® WB pode ser utilizado à vontade e frequentemente, de acordo com as necessidades do próprio corpo.

Instruções de utilização: YES® OB e YES® OB Baunilha

Basta apartar o creme para a sua mão, aquecê-lo ao esfregar entre os dedos para garantir uma qualidade amolecida suave e usar a ponta dos dedos para aplicar a quantidade desejada onde quiser. (Sem aplicador incluído)

Instruções de utilização: Aplicadores de YES® WB e aplicadores de YES® OB

- Agitar o conteúdo da bisnaga
- Rodar e retirar o topo
- O aplicador pode ser inserido na vagina estando sentada, de pé ou deitada, de acordo com as suas preferências
- Depois de inserido, apertar a extremidade do aplicador várias vezes para que o produto entre na vagina
- Quando estiver vazio, continuar a apertar a extremidade do aplicador para retirá-lo em segurança. Não reutilizar – Risco de contaminação
- Eliminar a cápsula e o topo através de reciclagem

NB. YES® WB e OB não são adequados para utilização com o teste de Papanicolaou ThinPrep (ver site).

Precauções: YES® WB, YES® OB/YES® OB Baunilha e os aplicadores YES® OB não são contraceativos nem spermicidas.

Aviso: Se o selo de qualquer bisnaga/aplicador incluído estiver danificado ou aberto NÃO utilizar; desenvolver ao local de compra. Se ocorrer irritação ou desconforto, interromper a utilização. Se os sintomas persistirem, procurar aconselhamento médico. YES® WB não é compatível com preservativos de poliuretano, YES® OB/YES® OB Baunilha/Aplicadores de YES® OB não são compatíveis com preservativos.

RO Română
YES® WB – lubrifrant intim pe bază de apă

YES® WB este un gel natural, discret, pe bază de apă, care lubrifiază și hidratează tesuturile intime.

YES® OB și YES® OB Vanilla – lubrifianți intimi pe bază de ulei din plante

YES® OB și OB Vanilla sunt lubrifianți naturali senzuali, pe bază de ulei din plante, ale căror uleiuri și sinturi hrănesc și hidratează pielea, asigurând lubrifiere și confort.

YES® OB în aplicatoare – lubrifiant intim pe bază de ulei din plante

YES® OB în aplicatoare este un lubrifrant natural senzual, pe bază de ulei din plante, cu ulei de cocos organic și jojoba.

Produs	Tub	Aplicatoare preumplute
YES® WB	50ml, 100ml,150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml, 140ml	N/A
YES® OB în aplicatoare	N/A	6x5ml, 30x5ml
YES® OB Vanilla	80ml	N/A

Produs Bisnaga Tub

YES® WB 50ml, 100ml,150ml 6x5ml, 30x5ml
YES® OB 40ml, 80ml, 140ml
YES® OB în aplicatoro

YES® OB 80ml
YES® OB Vanilla 80ml
Aplicatoare de YES® OB

Instrucțiuni de utilizare: YES® WB in aplicatorih

- Agitati conținutul tubului
- Desfaceți capacul
- Aplicatorul poate fi introdus în vagin când sunteți așezată, în picioare sau întinsă, conform preferenței personale
- După introducerea, strângeți capătul aplicatorului de mai multe ori pentru a elibera produsul sus în vagin
- La golire, continuați să strângeți capătul aplicatorului pentru a-l extrage în siguranță. A nu se refolosi – Pericol de contaminare
- Eliminați tubul aplicatorului și vârful prin reciclare.

N.B. YES® WB și OB nu sunt potrivite pentru utilizare cu testul de frotiu cervical ThinPrep (a se vedea site-ul web).

Atenție: YES® WB, YES® OB/YES® OB Vanila și YES® OB în aplicatoare nu sunt contraceptive sau spermicide.

Avertisment: Dacă sigiliul oricărui tub/aplicator este deteriorat sau deschis, NU utilizați; returnați la locul de unde ați achiziționat produsul. Dacă se produce iritație sau disconfort, nu continuați utilizarea. Dacă simptomele persistă solicitați consiliere medicală. YES® WB nu este compatibil cu prezervative din poliuretan, YES® OB/YES® OB Vanila/YES® OB în aplicatoare nu sunt compatibile cu prezervative.

SK Slovenský

YES® WB – osobný lubrikant na báze vody

YES® WB je diskretný prírodný jemný gél na báze vody, ktorý lubrikuje a hydratuje intímne tkanivá.</

BG Български

YES® WB – personaalne lubrikant na vodna osnova

YES® WB e diskreten, naruralen, kopirnono mek gel na vodna osnova, koito lubrikiraja i hidratiraja intimnihite tyšani.

YES® OB i YES® OB Vanilla – personaalni lubrikanti na osnovata na rastitelni masla
YES® OB i OB Vanilla sa lukusnii naruralni lubrikanti na osnovata na nasitenii rastitelni masla i masla, koito podkhravat i osveštavet komata, koi pridavat prodolženno lubrikiranje i komfort.

YES® OB v aplikatori – personaalni lubrikanti na osnovnata na rastitelni masla

YES® OB v aplikatori predstavljaja lukusen naruralen lubrikant na osnovata na rastitelni masla s organično kokosovo silio i žokobla.

Produkt	Tubika	Preddaritelno naplatenje aplikatori
YES® WB	50ml, 100ml,150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml, 140ml	Ne e primokljivo
YES® OB v aplikatori	Nema podataka	Ne e primokljivo
YES® OB Vanilla	80ml	Ne e primokljivo

Ukazania za upotreba: YES® WB v tuchnici

Može da se primaga vnyšno i vtřrešno, samostoatelno i na partnera. Prednaznačeno za diskretna upotreba, može da se primaga predi povoz akt. Ispolovajte toľkova, koliko e neobxodimo (uverete se, ne ispolovavate dostatanno). Prikladete postorno, spored, meĵaniti efekt, tyž kao tyž. YES® WB može da se ispolvava bez ogrančeničnija i često spored sobstvenite nuĵdy na tyľoto.

Ukazania za upotreba: YES® OB i YES® OB Vanilla

Prosto stisnete krema vřru ryčkata si, zatolepate go, kao potřkavate meĵdu prstyte, za da osigurite gladko kadifeno ušecenje, i ispolovavite vřxovete na prstyte si, za da naneste meĵanito koľicestvo, kyľdeto iskate. (Ne e vřločnen aplikator)

Ukazania za upotreba: YES® WB v aplikatori i YES® OB v aplikatori

- Račkatete sřdřajeničto na tuchnicata
- Machete gornata čest črt zavrtytane
- Aplikatoryt može da se vvara vř vvaĵaleničto v sřdřicu, stojati ili koračati poziciji spored, lamičnite predlonačnija
- Sled kao vo vkravte, stisnete kraig na aplikatora nikoľko ptyž, za da osobobite produkta dľboko ve vvaĵaleničto
- Kogato aplikatoryt se izprazni, prodľĵavate da stisnate kraig mu, za da go izteľgite bezopasno. Da ne se ispolvava povtorno – risk ot zamřvavane
- Moja, izvřkavate tuchnicata i gornata čest na aplikatora za ređikacijane

Zabľekaja Ne e podxodžajno YES® WB i OB da se upotrebvavet s ThinPrep Pap testa (citonačazja) (vřkve ueb sajta).

Vnimanje: YES® WB, YES® OB/YES® OB Vanilla i YES® OB v aplikatori ne sa kontracptivni ili spermicidni.

Preduvřeĵdenie: Ako uľnetyeničto na njakov tuchnica ili priľožen aplikator e povredeno ili otvoreno, NE ispolovavajte i vřtneite na mjasto na pokyka. Ako se povni draženičto ili diskomfort, prekrate upotrebatja. Ako simptonite prodľĵavjat, potřsavete međicinski pomoř. YES® WB ne e savmeřtven s kontraceptivni prezervativi. YES® OB/ YES® OB Vanilla/YES® OB v aplikatori ne sa savmeřtveni s prezervativi.

HR Hrvatski

YES® WB – osobno mazivo na bazi vode

YES® WB je diskretni, prirodni silvenkast gel na bazi vode koji podmazuje i hidratizira intima tkiva.

YES® OB i YES® OB Vanilla – osobna maziva na bazi biljnih ulja

YES® OB i OB Vanilla lukusna su prirodna maziva na bazi biljnih ulja, čija bogata ulja i maslac njeguju i održavaju kožu, pružajući trajnu mazivost i udobnost.

YES® OB v aplikatorima – osobno mazivo na bazi biljnog ulja

YES® OB v aplikatorima je lukusno prirodno mazivo na bazi biljnog ulja s organskim kokosovim uljem i jojobom.

Proizvod	Tuba	Prehdnono ispunjeni aplikatori
YES® WB	50ml, 100ml, 150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml, 140ml	Nema podataka
YES® OB v aplikatorima	Nema podataka	6x5ml, 30x5ml
YES® OB Vanilla	80ml	Nema podataka

Upute za uporabu: YES® WB u tubama

Može se nanijeti uzduž i iznutra, na sebe i partnera. Za diskretnu uporabu, može se primijeniti prije odnosa. Koristite izdano prema potrebi (pobrinite se da koristite dovoljno). Ponovno nanosite po želji, jer YES® WB može se slobodno i često koristiti u skladu s potrebama tijela.

Upute za uporabu: YES® OB i YES® OB Vanilla

Jednostavno stisnite krema na ruku, zagrijte trijajući između prstiju kako biste osigurali gladku površinu kvaliteta, vrhovima prstiju nanestite željenu količinu gdje god želite. (Nije uključjen aplikator)

Upute za uporabu: YES® WB u aplikatorima i YES® OB u aplikatorima

- Protestite sadržaj tube
- Uvijte vrh
- Aplikator se može umetnuti u rodnicu kada sjedite, stojeć i ležite, prema osobnim željama
- Nakon umetanja, nekoliko puta stisnite kraj aplikatora kako bi se proizvod pustio visoko u rodnicu
- Kada se isprazni, nastavite stiskati kraj aplikatora kako biste ga sigurno povukli. Ne upotrebljavati ponovno – postoji rizik od oštećenja
- Odložite tubu i gornji dio aplikatora recikliranjem

Pokyny pro použití: YES® WB v aplikátorech a YES® OB v aplikátorech

- Zatřeste obsahem tuby
- Odsřoubujte vršek
- Aplikátor je možné zasunout do vaginy vsedě, vstojie i vleže, jakkoli chcete
- Po zasunutí několikrát zmáčkněte konec aplikátoru, aby se připravce vložil do vaginy dostatečně hluboko
- Po vyprázdnění držte konec aplikátoru zmáčknutý, abyste jej mohli bezpečně vytáhnout. Nepoužívejte opakovaně – nebezpečí kontaminace
- Tubu aplikátoru a vršek likvidujte do tříděného odpadu

Pozn. YES® WB a OB jsou nevhodné pro použití s pap testem ThinPrep (viz webové stránky).

Varování: YES® WB, YES® OB/vanillový YES® OB ani YES® OB v aplikátorech nemají antikoncepční ani spermicidní účinek.

Upozornění: Pokud je užíván na tubě/aplikátoru pokřoven nebo otřený, výrobek NEPOUŽÍVEJTE a vraťte jej v místě nákupu. Pokud dojde k podráždění nebo nepříjemné reakci, přestaňte přípravek používat. Pokud příznaky přetrvají, vyhledejte lékařskou pomoc. YES® WB není kompatibilní s polyuretánovými kondomy, YES® OB/vanillový YES® OB/YES® OB v aplikátorech nejsou kompatibilní s kondomy.

Produkt	Tubka	Preddaritelno naplatenje aplikatori
YES® WB	50ml, 100ml,150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml,140ml	Nvt.
YES® OB v aplikatori	Nvt.	6x5ml, 30x5ml
YES® OB Vanilla	80ml	Nvt.

DK Dansk

YES® WB – vandbaseret personligt smøremiddel

YES® WB er en vandbaseret, diskret, naturligt silkeagtigt gel, der smører og fugter intime væv.

ANVENDELSE: YES® WB kan bruges til at smøre ind i vagina inden samleje, og til at smøre på huden omkring vagina. Det kan bruges til at smøre ind i vagina og på huden omkring vagina. Det kan bruges til at smøre ind i vagina og på huden omkring vagina. Det kan bruges til at smøre ind i vagina og på huden omkring vagina.

YES® OB og YES® OB Vanilla – planteoliebaserede personlige smøremidler

YES® OB og OB Vanilla er lukusnis planteoliebaserede naturlige smøremidler, hvis rige olier og plantesmer nærer og plejer huden, hvilket giver varig smøring og komfort.

YES® OB v aplikatorer – planteoliebaseret personligt smøremiddel

YES® OB v aplikatorer er et lukusniet naturligt planteoliebaseret smøremiddel med økologisk kokosolie og jojoba.

Produkt	Tube	Forudfyldte aplikatorer
YES® WB	50ml, 100ml, 150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml, 140ml	N/A
YES® OB v aplikatorer i aplikatorer	N/A	6x5ml, 30x5ml
YES® OB Vanilla	80ml	N/A

YES® WB – lubrikant na bazi vody

YES® WB je prirodni diskretni jenny gel na bazi vody, ktery je určen ke zvlhčení a hydrataci intimních partií.

YES® OB a vanillový YES® OB – lubrikant na bázi rostlinných olejů

YES® OB a vanillový OB jsou lukusní přírodní lubrikanty na bázi rostlinných olejů, jejichž oleje a tuky využívají a pečují o pokožku a zajišťují dlouhotrvající lubrikaci a pohodlí.

Výrobek	Tuba	Příněné aplikatory
YES® WB	50ml, 100ml, 150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml, 140ml	Nezvhajuje se
YES® OB v aplikátorech	Nezvhajuje se	6x5ml, 30x5ml
Vanillový YES® OB	80ml	Nezvhajuje se

Pokyny pro použití: YES® WB v tubě

Lze jej nanášet vně i dovnitř, u obou partnerů. V případě diskretního použití je možné jen aplikovat před stykem předem. Používejte die potřeby (v dostatečném množství). YES® WB můžete používat libovolně opakovaně a bez obav die potřeby.

Pokyny pro použití: YES® OB a vanillový YES® OB

Jednoduše do dlaně vytlačte přípravek, ohřejte jej mezi prsty, aby dosáhli hladké a sametové konzistence, a prsty naneste požadované množství kamkoli chcete. (Aplikátor není součástí)

Advarsel: Hvis forsøglingen på en emballeret tube/ applicator er beskadiget eller åben, må den IKKE bruges. Returner den til købsstedet. Hvis der opstår irritation eller ubehag, skal du afbryde brugen. Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer. YES® WB er ikke kompatibel med polyuretankondomer. YES® OB/YES® OB Vanilla/YES® OB i aplikatorer er ikke kompatible med kondomer.

Toode	Tuub	Eeltäidatud aplikatorid
YES® WB	50ml, 100ml, 150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml, 140ml	Ei kohaldata
YES® OB aplikatori	Ei kohaldata	6x5ml, 30x5ml
YES® OB Vanilla	80ml	Ei kohaldata

Kasutamiseks: YES® WB ituubides Võib kanda nii endale kui ka partnerile välistelt ja sisenelt. Diskreetselt kasutamiseks võib kasutada enne vahekorda. Kasutage rõhkestalt vastujudele (veenduge, et kasutate piisavalt). Kasutage ühist vastavalt soovile, kuna YES® WB-d saab kasutada vabalt ja sageli vastavalt keha vajadustele.

YES® OB en YES® OB Vanilla – persoonlijk glijmiddel op basis van plantaardige olie

YES® OB en OB Vanilla zijn luxe natuurlijke glijmiddelen op basis van plantaardige olie, met rijke olie en boter-die de huid voeden en hydrateren, voor blijvende lubriciteit en comfort.

Varoitus: YES® WB, YES® OB/vanillový YES® OB ani YES® OB v aplikátorech nemají antikoncepční ani spermicidní účinek.

YES® OB in applicators – persoonlijk glijmiddel op basis van plantaardige olie

YES® OB in applicators is een luxe, natuurlijk glijmiddel op basis van plantaardige olie met organische kokosnootolie en jojoba.

Product	Tube	Gevalide applicators
YES® WB	50ml, 100ml,150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml,140ml	Nvt.
YES® OB v Applicators	Nvt.	6x5ml, 30x5ml
YES® OB Vanilla	80ml	Nvt.

Gebbruiksaanwijzing: YES® WB in tubes

Kan in en buiten het lichaam aangebracht worden, bij uzelf en bij uw partner. Kan voor discreet gebruik vóór aanvang van de gemeenschap aangebracht worden. Ruim naar wens gebruiken (zorg ervoor dat u voldoende gebruikt). U kunt het product naar wens opnieuw aanbrengen, omdat YES® WB vrij en regelmatig gebruikt kan worden, afgestemd op de behoeften van het lichaam.

Gebbruiksaanwijzing: YES® OB en YES® OB Vanilla

Spreid de crème op uw hand, wrijf de crème tussen uw vingers om hem op te warmen en zacht te maken. Gebruik uw vingertoppen om de gewenste hoeveelheid op de gewenste plek aan te brengen. (Geen applicator meegeleverd)

Produkt	Tube	Applicatoren pré-remplis
YES® WB	50ml, 100ml, 150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml, 140ml	N/A
YES® OB v applicatorer	N/A	6x5 ml, 30x5ml
YES® OB Vanilla	80ml	N/A

YES® WB – vesipohjainen henkilökohtainen liukuvoide

YES® WB on vesipohjainen, hienoväräinen, luonnollisen silkkien geeli, joka koostuu taa ja voitelee intimieja alueita.

YES® OB ja YES® OB Vanilla – kasvipohjaisia henkilökohtaisia liukuvoiteita

YES® OB ja OB Vanilla ovat ylellisiä kasvipohjaisia luonnollisia liukuvoiteita, joiden rikkaat öljyt ja rasvat ravitsevat ja hoitava ihoa ja antavat kosteutta luukautta ja miellyttävyyttä.

YES® OB levittimissä – kasvipohjainen henkilökohtainen liukuvoide

YES® OB levittimissä on yllien luonnollisen kasvipohjainen liukuvoide, joka sisältää organista kookosöljyä ja jojobaa.

Tuote	Pukuko	Eisitetytyt levittimet
YES® WB	50ml, 100ml,150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml, 140ml	Ei mikään
YES® OB levittimissa	Ei mikään	6x5ml, 30x5ml
YES® OB Vanilla	80ml	Ei mikään

Käyttöohjeet: YES® WB tuubissa

Voidaan levittää ulkoisesti ja sisäisesti itselle ja kumppanille. Tahdikassa käytössä voidaan levittää ennen yhdyntää. Käytä tarvittavan runsasta määrää (varmista, että käytät tarpeeksi). Levitä tarvittaessa uudelleen, koska YES® WB:tä voi käyttää vapaasti ja usein kehon tarpeiden mukaisesti.

EE Eesti

WB – veepõhine isiklik määrdeaine
YES® WB on veepõhine, diskreetne, looduslik sidine geel, mis määrab ja niisutab intimiseid kudesid.

YES® OB ja YES® OB Vanill – taimeõil põhinevad isiklikud määrdeained

YES® OB ja OB Vanilla on lukuslikud taimeõil põhinevad looduslikud määrdeained, mille rikkaikud õlid ja võided toidavad ning hoolivad nahka, andes piisava niisutuse ja mugavuse.

YES® OB aplikatorites – taimeõil põhinev isiklik määrdeaine

YES® OB aplikatorites on lukuslik looduslik taimeõil põhinev orgaanilise kookosõli ja jojoba lüestusaine.

Toode	Tuub	Eeltäidatud aplikatorid
YES® WB	50ml, 100ml, 150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml, 140ml	Ei kohaldata
YES® OB aplikatori	Ei kohaldata	6x5ml, 30x5ml
YES® OB Vanilla	80ml	Ei kohaldata

Kasutamine: YES® WB ituubides

Võib kanda nii endale kui ka partnerile välistelt ja sisenelt. Diskreetselt kasutamiseks võib kasutada enne vahekorda. Kasutage rõhkestalt vastujudele (veenduge, et kasutate piisavalt). Kasutage ühist vastavalt soovile, kuna YES® WB-d saab kasutada vabalt ja sageli vastavalt keha vajadustele.

Kasutamine: YES® OB ja YES® OB Vanilla

Pigistage kreem lihtsalt otse käele, soojendage seda sõrmede vahel hõõrudes, et tagada sujuv sametine olek, kandke sormeostetega soovitud kogus kuhu soovite. (Aplikatorit pole komplektis)

Kasutamine: YES® WB aplikatorites ja YES® OB aplikatorites

- Raputage tubi süü sila alla
- Keerake üloosa maha
- Aplikatori saab sisestada tuppe istudes, seistes või lamades vastavalt isiklikele eelistustele
- Parast sisestamist pigistage aplikatori otsa mitu korda, et toode vabaneks tuppe
- Aplikatori saab sisestada tuppe istudes, seistes või lamades vastavalt isiklikele eelistustele
- Parast sisestamist jätkake aplikatori otsa pigistamis, et see ohtult välja tõmmata. Ärge korduskasutage – saastumise oht
- Kõrvaldage aplikatori tub ja üloosa kasutselt

NB. YES® WB i OB ei sobi ThinPrep Pap-testiga kasutamiseks (vt veebsait).

Hoiatus: YES® WB, YES® OB/Vanilla ja YES® OB aplikatorites ei ole rasedustestivastased vahendid ega spermitsidid.

Hoiatus: Kui suletud tuub/aplikator on kahjustatud või avatud, ÄRGE kasutage seda ja tagastage ostukohta. Ärriute või ebamugavuse ilmnemisel lõpetage kasutamine. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole. YES® WB ei ole sobiv poliuretaanikondoomidele, YES® OB/YES® OB Vanilla/YES® OB aplikatorites ei sobi kondoomidega.

Produit	Tube	Applicateurs pré-remplis
YES® WB	50ml, 100ml, 150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml, 140ml	N/A
YES® OB v applicateur	N/A	6x5 ml, 30x5ml
YES® OB Vanilla	80ml	N/A

FI Suomi

YES® WB – vesipohjainen henkilökohtainen liukuvoide

YES® WB on vesipohjainen, hienoväräinen, luonnollisen silkkien geeli, joka koostuu taa ja voitelee intimieja alueita.

YES® OB ja YES® OB Vanilla – kasvipohjaisia henkilökohtaisia liukuvoiteita

YES® OB ja OB Vanilla ovat ylellisiä kasvipohjaisia luonnollisia liukuvoiteita, joiden rikkaat öljyt ja rasvat ravitsevat ja hoitava ihoa ja antavat kosteutta luukautta ja miellyttävyyttä.

YES® OB levittimissä – kasvipohjainen henkilökohtainen liukuvoide

YES® OB levittimissä on yllien luonnollisen kasvipohjainen liukuvoide, joka sisältää organista kookosöljyä ja jojobaa.

Produit	Tube	Applicateurs pré-remplis
YES® WB	50ml, 100ml, 150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml, 140ml	N/A
YES® OB v applicateur	N/A	6x5 ml, 30x5ml
YES® OB Vanilla	80ml	N/A

Conseils d'utilisation : YES® WB en tube

Pour usage externe ou interne, sur soi-même ou sur un partenaire. Pour un usage discret, peat être appliqué avant les rapports sexuels. Utilisez généreusement au besoin (assurez-vous d'en utiliser suffisamment). Réappliquez comme vous le souhaitez, car YES® WB peut être utilisé librement et fréquemment selon les besoins du corps.

Conseils d'utilisation : YES® OB et YES® OB Vanilla

Pressez simplement la crème sur votre main, réchauffez-la en la frottant entre vos doigts pour obtenir une texture lisse et veloutée, puis utilisez vos doigts pour appliquer la quantité désirée où vous le souhaitez. (Aucun applicateur inclus)

Mode d'emploi : YES® WB en applicateur et YES® OB en applicateur

- Secouez le contenu du tube
- Tordez le col du tube
- L'appliqueur peut être inséré dans le vagin en position assise, debout ou couchée, selon les préférences personnelles
- Une fois inséré, pressez l'extrémité de l'appliqueur plusieurs fois pour libérer le produit au fond du vagin
- Une fois inséré, pressez l'extrémité de l'appliqueur afin de le retirer en toute sécurité. Ne pas retirer – Risque de contamination
- Veillez recycler le tube et le col de l'appliqueur

N.B. YES® WB et OB ne sont pas adaptés pour une utilisation avec le test de frottis ThinPrep Pap (voir site Web).

Attention: YES® WB, YES® OB / YES® OB Vanilla et YES® OB en applicateur ne sont ni des contraceptifs ni des spermicides.

Avvertimento: Si le sceau de l'un des tubes / applicateurs inclus est endommagé ou ouvert, NE PAS utiliser, retourner au lieu d'achat. En cas d'irritation ou d'inconfort, cessez l'utilisation. Si les troubles persistent, consultez un médecin. YES® WB n'est pas compatible avec les préservatifs en polyuréthane, YES® OB / YES® OB Vanilla / YES® OB en applicateur ne sont pas compatibles avec les préservatifs.

DE Deutsch

YES® WB – Gleitmittel auf Wasserbasis
YES® WB ist ein diskretes, natürliches, seidgees Gel auf Wasserbasis, das das Intimgewebe mit Feuchtigkeit versorgt.

YES® OB und YES® OB Vanilla – Gleitmittel auf Pflanzenölbasis
YES® OB und OB Vanilla sind luxuriöse, natürliche Gleitmittel auf Pflanzenölbasis, deren reichhaltige Öle und Buttersorten die Haut nähren und pflegen und für dauerhafte Gleitfähigkeit und Komfort sorgen.

YES® OB in Applicatoren – Gleitmittel auf Pflanzenölbasis

YES® OB in Applicatoren ist ein luxuriöses natürliches Gleitmittel auf Pflanzenölbasis mit Bio-Kokosöl und Jojoba.

Produkt	Röhrchen	Vorgefüllte Applikatoren
YES® WB	50ml, 100ml, 150ml	6x5ml, 30x5ml
YES® OB	40ml, 80ml, 140ml	n.z.
YES® OB in Applicatoren	n.z.	6x5ml, 30x5ml
YES® OB Vanilla	80ml	n.z.

Gebrauchsweisung: YES® WB in Röhrchen

Kann äußerlich und innerlich, an sich selbst und am Partner angewendet werden. Kann diskret vor dem Geschlechtsverkehr angewendet werden. Verwenden Sie es nach Bedarf großzügig (achten Sie darauf, genug zu verwenden). Nach Wunsch erneut auftragen. Da YES® WB je nach Körperregeln Bedürfnissen frei und häufig verwendet werden kann.

Gebrauchsweisung: YES® OB und YES® OB Vanilla

Geben Sie einfach etwas Creme auf Ihre Hand und erwärmen Sie sie, indem Sie sie zwischen Ihren Fingern reiben. Tragen Sie dann die gewünschte Menge mit den Fingerspitzen auf die jeweilige Stelle auf. (Aplikator nicht einbeigreifen)

Gebrauchsweisung: YES® OB und YES® OB Vanilla

Geben Sie einfach etwas Creme auf Ihre Hand und erwärmen Sie sie, indem Sie sie zwischen Ihren Fingern reiben. Tragen Sie dann die gewünschte Menge mit den Fingerspitzen auf die jeweilige Stelle auf. (Aplikator nicht einbeigreifen)